

# schülke →



Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi. Používejte denně 1-2 krát.

**Nepění**

## aspirmatic®

### Naše Plus

- Lze použít ve všech zubařských vybaveních (např. Sironna, KaVo, Castellini atd.)
- Pro všechny druhy odlučovačů amalgámu (např. Dürr, Metasys)
- Nepěňivý

### Oblast použití

aspirmatic® se používá ke každodennímu čištění, dezinfekci a péči o všechny odsávací systémy a separátory amalganu

### Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na obalené viry  
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

Použijte aspirmatic® ve 2% roztoku v poledne a také na konci dne pro čistící dezinfekci. Použijte 2 l roztoku aspirmatic® pro použití pro každou sadu zubního systému a použijte v kombinaci s dentálním aplikačním zařízením Schülke. Pro přípravu 2 l roztoku použití přidejte 40 ml aspirmaticu® do 1960 ml studené vody. Produkt zředte studenou vodou, abyste dosáhli požadované aplikační koncentrace. Nasajte 1 1/2 litru používaného roztoku přes sací hadice a zbylou 1/2 litru nalijte do oplachové vany. Nechte namočit minimálně 60 minut nebo přes noc. Doporučujeme použít aspirmatic® cleaner 1-2 týdně namísto aspirmatic®.

CE 0279



## Složení

100 g aspirmatic® obsahuje:

• 7,5 g dioctyl dimethyl ammonium chloride

Další složky:

neionogenní tenzidy, mýdlo, vůně, inhibitory koroze

### Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	modrý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	kapalný
Hustota	cca. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	6,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	Nevztahuje se

## Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. UVV (předpisy prevence úrazů) vyžadují, aby osoby pracující s dezinfekčními prostředky, které nejsou určeny pro pokožku, nosily rukavice. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Nemíchejte koncentrát nebo roztok aspirmatic® a aspirmatic® cleaner

Doba expirace: 3 roky

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Aspirmatic 2 l	5/Karton	150113
aspirmatic -EU-O- 2 l FL	5/Karton	70003401

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com

Výrbce  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com