

schülke →

Un dosage précis – Une utilisation sûre

La technique d'hygiène de schülke.



De bons produits d'hygiène ne peuvent développer pleinement leur efficacité que lorsqu'ils sont dosés et utilisés correctement. C'est là que la technique d'hygiène de schülke entre en jeu. Un dosage précis, une utilisation sûre et une application judicieuse conduisent à des résultats hors pair !

Appareils de dosage

dosit® des

Pour la fabrication de solutions désinfectantes prêtes à l'emploi



► Notre Plus

- appareil de dosage pour la fabrication et l'émission de solutions désinfectantes aqueuses
- système commandé par microprocesseur
- surveillance de l'ensemble du processus de dosage par senseurs
- fourchette de dosage 0,25 % – 5 %, tolérance de dosage +5 %, réglable en étapes de 0,05 %
- particulièrement simple d'emploi grâce au champ d'opération clair et au changement de bidons facile
- Certifié SSIGE / RKI



Données techniques

Référence

Largeur x profondeur x hauteur :	51 x 18 x 57,8 cm
Débit :	7 litres/minute
Tension de réseau :	AC 230 V - 50 Hz
Puissance :	75 watts
Raccordement d'eau :	filet extérieur de 3/8"
Référence :	644 100



Service technique

Une équipe de techniciens est à votre service pour le montage, l'entretien et le maintien en bon état de vos appareils.

Des formations spécialisées permettent à notre équipe d'être en mesure d'assurer l'assistance, la réparation et la maintenance des appareils et installations de dosage proposés sur le marché, même ceux de la concurrence.

Aides d'application



Fixation murale

Produits	Référence
pour 500 ml (matière plastique)	134 411
pour 1000 ml (matière plastique)	134 416



Fixation murale

Produit	Référence
pour mikrozid® / kodan®	134 417



Jeu de dosage

Pour les désinfectants des mains de 500 ml et de 1 l, les lotions lavantes et crèmes

Produits	Référence
pour 500 ml	134 406
pour 1 l	134 405



Distributeur de lit

Produits	Référence
pour 500 ml droit	134 412
pour 500 ml coudé	134 414
pour 1 l droit	134 413
pour 1 l coudé	134 415

Colonne de désinfection



Colonne de désinfection

Notre Plus

- préparé de manière standard pour le montage des distributeurs de type KHK et KHL 1000 ml comme pour le distributeur KH touchless
- idéal pour les entrées comme pour les lieux où un montage mural de distributeur n'est pas souhaité ou pas possible
- construction en acier inoxydable hygiénique et robuste
- montage rapide et simple

Données techniques

Données techniques	Référence
Mesures au sol :	40 x 40 cm
Hauteur :	env. 150 cm
Matériel :	acier inoxydable
Poids :	30 kg
Référence :	669 730

Distributeurs muraux en plastique

sm 2 Universal / sm 2 500



Notre Plus

- dosage simple et précis de désinfectants pour les mains, de lotions de lavage et de soin
- pas de recontamination ni d'évaporation grâce à la fonction de pompage unique en son genre et le bouchon intégré
- course de dosage réglable permettant de prélever la quantité de préparation nécessaire, dans un volume d'environ 1, 2 ou 3 ml par course
- le système de pompage et la soupape d'écoulement travaillent en interdépendance et tiennent compte des différentes viscosités des préparations
- ne goutte pas, ne s'écoule pas, ne dessèche pas, ne s'évapore pas, pas de recontamination
- si nécessaire, le distributeur peut être détaché de la plaque murale
- pour tous les flacons vendus dans le commerce jusqu'à 1000 ml

Données techniques

Référence

sm 2 500	668 600
Largeur :	8,6 cm
Profondeur :	20,5 cm (levier compris)
Hauteur :	27,0 cm

sm 2 Universal	668 500
Largeur :	10,4 cm
Profondeur :	21,0 cm (levier compris)
Hauteur :	30,0 cm

touchless D1



Notre Plus

- distributeur de préparation verrouillable, sans contact
- le distributeur contient de l'alcool
- contrôle du remplissage constamment possible
- montage facile
- faible consommation d'énergie ce qui permet une longue durée de vie des piles
- bouteilles souples en PET recyclable 1000 ml
- quantité de dosage réglable (1,8 – 2,0 ml)

Données techniques

Référence

touchless D1	668 300
Largeur :	14,6 cm
Profondeur :	12,1 cm
Hauteur :	33,9 cm

Bac	668 310
------------	---------



Le distributeur de préparation sans contact pour désinfectants des mains et solutions de lavage. Utilisable sans contact avec la peau grâce à un capteur.

Distributeurs muraux en métal



KHK 500/KHL 500

Notre Plus

- design moderne
- boîtier en acier inoxydable
- prélèvement frontal par pompe en acier inoxydable
- convient pour l'autoclave
- quantité de dosage réglable (max. 1,5 ml / course)
- accessoires : masque de fermeture et bac avec support

Données techniques

Données techniques	Référence
500 ml levier court pour le bras	669 600
Largeur :	8,2 cm
Profondeur (levier compris) :	21,5 cm
Hauteur :	24,5 cm

500 ml levier long pour le bras	669 610
Largeur :	8,2 cm
Profondeur (levier compris) :	21,5 cm
Hauteur :	24,5 cm



KHK 1000/KHL 1000

Notre Plus

- design moderne
- boîtier en acier inoxydable
- prélèvement frontal par pompe en acier inoxydable
- convient pour l'autoclave
- quantité de dosage réglable (max. 1,5 ml / course)
- accessoires : masque de fermeture et bac avec support

Données techniques

Données techniques	Référence
1000 ml levier court pour le bras	669 700
Largeur :	9,2 cm
Profondeur (levier compris) :	22,5 cm
Hauteur :	29,0 cm

1000 ml levier long pour le bras	669 710
Largeur :	9,2 cm
Profondeur (levier compris) :	22,5 cm
Hauteur :	29,0 cm

Accessoires

Bac avec support



Produits

disponible pour tous les modèles

Produits	Référence
Bac avec support 500	669 240
Bac avec support 1000	669 390

Masque de fermeture



Produits

disponible pour tous les modèles KH

Produits	Référence
Masque de fermeture 500	669 620
Masque de fermeture 1000	669 720

Compteur



Produits

disponible pour tous les modèles KH

Produits	Référence
Compteur 500	sur demande
Compteur 1000	sur demande

Appareil de pulvérisation

sm-PED



Notre Plus

- appareil de pulvérisation pour une rapide désinfection alcoolisée des pieds et des chaussures
- appareil mécanique, utilisable comme appareil mural ou sur pied (fonctionne sans raccord d'eau ni de courant)
- lorsque l'on appuie sur la pédale, l'appareil pulvérise le désinfectant de manière ciblée par quatre gicleurs
- un gicleur logé dans la pédale pulvérise également les surfaces de la chaussure ou du pied recouvertes par la pédale, désinfectant en même temps la pédale elle-même
- remplissage facile par conditionnement de 5 et 10 litres

Données techniques

Référence

Largeur :	26,7 cm
Profondeur :	37,5 cm (pédale comprise)
Hauteur :	34,5 cm
Volume de pulvérisation :	environ 4 ml/course
Volume de remplissage :	lots de livraison de 5 l et 10 l
Référence :	688 600

Installations pour centrale de stérilisation

Station de transvasement par pompe



Installations pour l'emploi dans les services centraux de stérilisation

Notre Plus

- installation spéciale pour l'emploi dans les centrales de stérilisation
- disponible en deux versions de base (Type 400, Type 600)
- technique fiable, exploitation avec un minimum d'entretien
- sans éléments de commande et d'utilisation compliqués
- gain de place grâce à des pompes d'alimentation ultraperformantes
- flexible, extensible pour un agrandissement éventuel de la ZSVA

Données techniques

Référence

Type 400 (4 pompes)	
Référence	692 070
Type 600 (6 pompes)	
Référence	692 080

Mousse sm 8®

Pour l'utilisation dans le domaine industriel et de traitement des aliments



Notre Plus

- fonctionne seulement avec l'énergie hydraulique
- rincer, mousser ou vaporiser en une seule action
- manipulation simple, par commande par leviers
- dosage réglable en continu jusqu'à 2 %
- pas de remplissage – simple remplacement du bidon de produit
- plaque de montage et calotte en acier inoxydable
- mise hors circuit selon DIN 1988, partie 4 (TRWI) et DIN EN 1717
- pistolet d'épandage avec becs de rinçage, de moussage et lance de rallonge ergonomique

Données techniques

Référence

Largeur x profondeur x hauteur :	28,3 x 10,0 x 40,0 cm
Coefficient de débit :	10 litres/min. pour 3 bar
Dosage :	réglable en continu jusqu'à 2 %
Raccordement d'eau :	vissage chapeau de 3/4" avec raccord enfichable pour pistolet d'épandage
Conduite d'eau d'égouttage :	NW 50, à évacuer par l'utilisateur
Pression d'écoulement :	3 – 5 bar, à prévoir par l'utilisateur. En cas de pression plus forte, l'utilisateur prévoira un réducteur de pression.
Référence :	626 000

Des innovations avec les produits schülke

Prélèvement de solution sans aucun contact



miscea touchless

Robinet distributeur

► Notre Plus

- prélèvement d'eau, de désinfectant pour les mains, de préparations de lavage et de soin sans aucun contact, directement du robinet
- sélection de la température de l'eau sans contact direct
- en acier inoxydable
- tête de robinet en verre gravé au laser, avec éclairage LED
- possibilités individuelles de montage

Versions

Eau, produit 1

Eau, produit 1, produit 2

Eau, produit 1, produit 2, température

Référence

sur demande

Distributeur mural pour armoires à glace



Masterspend

► Notre Plus

- s'adapte parfaitement dans l'armoire à glace
- pas de transvasement – conditionnement original
- facile à nettoyer
- Adaptateur pour tous les bouteilles

Versions

avec levier à main

avec levier à main 150 mm

avec levier à main 210 mm

Adaptateur schülke

Référence

sur demande

sur demande



schülke dans le monde :

Suisse

Schülke & Mayr AG
8003 Zurich
Téléphone +41-44-466 55 44
Téléfax +41-44-466 55 33

Allemagne

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Téléphone +49-40-521 00 0
Téléfax +49-40-521 00 318

Autriche

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
1070 Vienne
Téléphone +43-1-523 25 01 0
Téléfax +43-1-523 25 01 60

France

Schülke France SARL
94250 Gentilly
Téléphone +33-1-49 69 83 78
Téléfax +33-1-49 69 83 85

Italie

Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20148 Milan
Téléphone +39-02-40 21 820
Téléfax +39-02-40 21 829

Grande-Bretagne

Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Téléphone +44-114-254 35 00
Téléfax +44-114-254 35 01

Pays-Bas

Schülke & Mayr Benelux B.V.
2003 LM-Haarlem
Téléphone +31-23-535 26 34
Téléfax +31-23-536 79 70

Belgique

S.A. Schülke & Mayr
Belgium N.V.
1830 Machelen
Téléphone +32-02-479 73 35
Téléfax +32-02-479 99 66

Singapour

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapour 768767
Téléphone +65-62-57 23 88
Téléfax +65-62-57 93 88

Malaisie

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya, Selangor
Téléphone +60-3-77 83 56 98
Téléfax +60-3-77 84 79 31

Pologne

Schülke Polska Sp.z.o.o.
01-793 Varsovie
Téléphone +48-22-568 22 02-03
Téléfax +48-22-568 22 04

... ainsi que nos distributeurs internationaux

Schülke & Mayr AG

Sihlfeldstrasse 58 | 8003 Zurich | Suisse
Tél. +41 44 466 55 44 | Fax +41 44 466 55 33
mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.com

Une entreprise du
groupe Air Liquide

