

## Hygiène pour les salles propres

Gamme perform :

Concept pour un maximum de performance au service de l'hygiène



the plus of pure  
performance

# Notre atout majeur - Une réelle compétence en matière d'hygiène

## schülke -†

Depuis plus de 115 ans, une notion est au centre de notre philosophie : l'hygiène.

Notre société est spécialisée dans le domaine de la chimie et de la pharmacie. Nos produits et prestations protègent les personnes et les équipements contre les infections et les contaminations. L'anticipation joue un rôle particulier dans ce domaine car il est toujours plus simple de prévenir que de guérir.

Nous apportons toujours  
d'avantage que ce que  
vous prévoyez



Notre monde change. Les distances se raccourcissent, les frontières disparaissent. Il n'y a pas que les personnes qui voyagent sans difficultés d'un pays à l'autre. Les micro-organismes s'invitent comme passagers dans cette globalisation. Les risques qui y sont liés sont trop souvent sous-estimés.

La prise en compte de ces risques est primordiale, mais trop souvent les mesures mises en place traitent plus les symptômes que les causes. Les défaillances dans le contrôle de l'hygiène peuvent être évitées grâce à des actions préventives. A cet effet, nous proposons une approche globale avec des produits efficaces, des conseils compétents et des prestations de services complètes.

Deux de nos valeurs les plus importantes sont le développement durable et la responsabilité environnementale. Nous préconisons une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Dans le cadre de déclarations environnementales, nous publions tous les deux ans les objectifs à court et moyen terme de notre programme écologique (Sustainability Report disponible en anglais sur le site [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)). Ces objectifs sont régulièrement évalués et comparés par rapport aux résultats atteints. Cette démarche fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise et constitue le fondement du système de gestion environnementale instauré en 1996.

En accord avec cette philosophie, les compétences de Schülke ont permis d'obtenir les certifications GMP, ISO, EMAS et autres distinctions.

### GMP ...

Nous respectons les standards européens de « Bonnes Pratiques de Fabrication » et nous sommes régulièrement contrôlés par les autorités officielles certifiées BPF (GMP)

### Certifié ISO ...

Notre système de qualité est certifié selon les standards internationaux pour le management des systèmes de qualité ISO 9001. Nous sommes également enregistré comme fabricant de matériel médical certifié ISO 13485.

### Conscience environnementale ...

Nous appliquons un système de management environnemental en accord avec les standards internationaux pour le management des systèmes de qualité ISO 14001. Ce système de management de la qualité est également validé par l'Eco-Audit (EMAS)

Plus d'un siècle de compétence en matière d'hygiène et de conservation...



1889 |

Fondation de l'entreprise par Rudolf Schülke & Julius Mayr à Hambourg  
Présentation du premier désinfectant de marque au monde, Lysol



1892 |

Combat couronné de succès contre l'épidémie de choléra à Hambourg avec Lysol

## Nettoyage et désinfection des salles propres

Dans l'univers des biotechnologies, de l'industrie pharmaceutique, de la cosmétique, de la fabrication de produits médicaux ou des sciences de la vie, nous sommes l'interlocuteur privilégié que vous recherchez.

Le nettoyage et la désinfection des salles propres exigent un haut niveau de qualité et d'hygiène en ce qui concerne les produits et les équipements utilisés.

La conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP), l'efficacité selon les Normes Européennes ainsi que le respect de la Directive Biocide (BPD) sont des facteurs déterminants.



De plus, chaque entreprise, voire chaque unité de production, possède ses propres contraintes et parfois des exigences particulières en terme de nettoyage et de désinfection. La maîtrise des contaminations implique donc l'utilisation de différents produits de nettoyage et de désinfection adaptés en fonction de la classe des salles propres concernées et en fonction des types de sites de production traités.

Les quatre lignes de produits de la gamme perform nous permettent de proposer une offre complète et adaptée pour couvrir l'ensemble de vos besoins:

\*\*\* perform® sterile

\*\*\* perform® advanced

\*\* perform® classic

select perform® select



## Une hygiène sur mesure

Les exigences légales en matière d'hygiène sont devenues un sujet primordial pour les producteurs de médicaments, de principes actifs, d'adjuvants pharmaceutiques et de produits médicaux. La recherche d'un partenaire fiable et reconnu, capable de fournir des produits de qualité est une des priorités des industriels du secteur de la pharmacie et des biotechnologies.

**Schülke s'inscrit dans cette démarche et revendique en la matière une expérience de plusieurs décennies au service de l'hygiène.**



1913 | Commercialisation de Sagrotan, premier désinfectant de marque pour utilisation ménagère

1920 |





Introduction d'un désinfectant contre l'agent pathogène de la tuberculose



1924 |

Premier agent de conservation chimico-technique de marque pour les colles: Grotan

# Aperçu des produits

Sommaire	page
<b>Hygiène des sites de production</b>	
 <b>perform® sterile</b>	
perform® sterile alcohol EP   perform® sterile concentrate QB   _____	5
perform® sterile concentrate PAA   perform® sterile concentrate OXY   perform® sterile cleaner ND ____	6
 <b>perform® advanced</b>	
perform® advanced alcohol EP   perform® advanced concentrate QB _____	7
 <b>perform® classic</b>	
perform® classic alcohol EP   perform® classic wipes EP   perform® classic concentrate Q-Plus _____	8
perform® classic concentrate OXY   perform® classic concentrate GA   perform® classic cleaner S _____	9
 <b>perform® select</b>	
perform® select soproper   perform® select bactipal 3.5 HP _____	10
<b>Hygiène, désinfection et protection des mains</b>	
desderman® pure   desderman® pure gel   esemtan® washlotion   esemtam® baume _____	11

La disponibilité des produits est variable selon les pays. Merci de vous renseigner auprès de votre contact schülke local.

**1950 |**  
Introduction d'un désinfectant  
actif contre les virus



**1960 |**  
Premier agent de conservation breveté  
pour les peintures et les vernis: Parmetol

**1965 |**  
Premier désinfectant à  
base d'aldéhyde



**1975 |**  
Gigasept – le premier désinfectant  
efficace contre HBV

# Hygiène de production – perform® sterile

Avec les produits de la ligne « perform sterile », nous vous offrons une sélection ciblée de produits stériles, avec différents principes actifs, proposant un large spectre d'action et conformes aux exigences de la Directive Biocide (BPD). Vous obtenez ainsi une sécurité optimale et la possibilité d'alterner vos choix de produits.

Tous les produits de la ligne « perform sterile » sont gamma irradiés et sont fabriqués en condition d'asepsie. Ils répondent ainsi aux exigences les plus strictes pour une utilisation en zones à atmosphère contrôlée. Pour faciliter leur passage en zone de production aseptique, tous les produits de la ligne « perform sterile » ont un double emballage.



## perform® sterile alcohol EP

Solution prête à l'emploi, stérile, à base d'alcool, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

### Le + schülke

- rapide et sans traces résiduelles
- $\gamma$ -irradié et filtré contre les germes (0,2  $\mu$ m)
- spray maniable et prêt à l'emploi
- sans colorants ni parfums
- bactéricide, fongicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Unité de commande  
Carton de 10 flacons de 500 ml  
(double-emballage individuel)

### Référence

121 802

## perform® sterile concentrate QB

Concentré stérile, liquide, à base d'ammoniums quaternaires et de biguanide, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

### Le + schülke

- efficace et rapide
- $\gamma$ -irradié et filtré contre les germes (0,2  $\mu$ m)
- conditionnement pratique en flacon de 40 ml
- sans colorants ni parfums
- bactéricide, levuricide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Unité de commande  
Carton de 4 séries de 5 flacons de 40 ml  
(double-emballage)

### Référence

112 703



Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



1980 |

Kodan – antiseptique bien toléré par la peau pour application avant les injections.



1981 |

Introduction de Mikrozyd – désinfectant rapide, leader du marché dans le domaine médical



### perform® sterile concentrate PAA

Concentré stérile, liquide, à base d'acide peracétique, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

#### Le + schülke

- sporicide et rapide
- conditionnement aseptique, filtré contre les germes (0,2µm)
- conditionnement pratique en flacon de 40 ml
- sans colorants ni parfums
- bactéricide, fongicide, sporicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

#### Conditionnement

Unité de commande  
Carton de 20 flacons de 40 ml  
(double-emballage individuel)

#### Référence

100 071



### perform® sterile concentrate OXY

Concentré stérile, sous forme de poudre, à base d'oxygène actif, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

#### Le + schülke

- sporicide et excellente matérieo-compatibilité
- γ-irradié
- conditionnement pratique en sachet de 40 g
- sans colorants
- bactéricide, fongicide, sporicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

#### Conditionnement

Unité de commande  
Carton de 10 séries de 5 sachets de 40 g  
(double-emballage)

#### Référence

122 351



### perform® sterile cleaner ND

Solution stérile, prête à l'emploi, à base de tensioactifs non ioniques, pour le nettoyage des surfaces en salles propres.

#### Le + schülke

- prêt à l'emploi
- γ-irradié et filtré contre les germes (0,2 µm)
- spray maniable et prêt à l'emploi
- sans colorants ni parfums
- excellent pouvoir détergent

#### Conditionnement

Unité de commande  
Carton de 10 flacons de 500 ml  
(double-emballage)

#### Référence

182 002

Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



**1984 |**  
Introduction d'une gamme complète pour le nettoyage et la désinfection des instruments médicaux: gamme Thermosept



**1986 |**  
Développement de désinfectants sans formaldéhydes: Antifect, Gigasept FF



perform<sup>®</sup> advanced

**Vous cherchez des produits de grande qualité, mais vous n'avez pas besoin de produits stériles.**

**Dans ce cas, les produits de la ligne « perform advanced » sont précisément ce qu'il vous faut. Ils sont filtrés contre les microorganismes et conformes aux exigences de la Directive Biocide (BPD).**



### perform<sup>®</sup> advanced alcohol EP



Solution prête à l'emploi, filtré contre les germes, à base d'alcool, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

#### Le + schülke

- rapide et sans traces résiduelles
- filtrée contre les germes (0,2 µm)
- prête à l'emploi
- sans colorants ni parfums
- bactéricide, fongicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

#### Conditionnement

Flacon de 1 l	121 804
Unité d'envoi	Carton de 10 flacons
Bidon de 10 l	121 805
Accessoires – 1 Carton de 10 pompes à vaporiser stériles, double emballage, pour le flacon 1 l	180 122

#### Référence

### perform<sup>®</sup> advanced concentrate QB



Concentré liquide, filtré contre les germes, à base d'ammoniums quaternaires et de biguanide, pour la désinfection des surfaces en salles propres.

#### Le + schülke

- efficace et rapide
- filtré contre les germes (0,2 µm)
- conditionnement pratique en flacons de 40ml
- sans colorants ni parfums
- bactéricide, levuricide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

#### Conditionnement

Carton de 20 flacons de 40 ml (sous-emballés en unités de 5)	112 701
--	---------

#### Référence

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



**1989 |**  
Introduction d'Octenisept, un antiseptique pour les muqueuses et les plaies

**100  
Years**

**1989 |**  
Schülke & Mayr fête son centenaire



**1991 |**  
Introduction de Sensiva SC 50 – complexe multifonctionnel pour formulations cosmétiques



Notre ligne de produit « perform classic » vous offre une sélection de produits avec différents principes actifs, à large spectre d'action, aux vastes possibilités d'emploi et conformes aux exigences de la Directive Biocide (BPD).



## perform<sup>®</sup> classic alcohol EP



Solution à base d'alcool, prête à l'emploi, pour la désinfection des surfaces.

### Le + schülke

- rapide et sans traces résiduelles
- prête à l'emploi
- sans colorants ni parfums
- bactéricide, fongicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Conditionnement	Référence
Flacon de 1 l	113 908
Unité d'envoi	Carton de 10 flacons
Bidon de 10 l	113 909
Fût de 200 l	113 910

## perform<sup>®</sup> classic wipes EP



Lingettes imbibées, prêtes à l'emploi, pour la désinfection des surfaces.

### Le + schülke

- efficace et rapide
- sans colorants
- avec 200 lingettes jumbo par boîte (format A4)
- bactéricide, fongicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Conditionnement	Référence
Boîte jumbo contenant	
200 lingettes jumbo	109 196
Unité d'envoi	Carton de 10 boîtes

## perform<sup>®</sup> classic concentrate Q-Plus



Concentré liquide à base d'ammoniums quaternaires, d'alcools aromatiques, de dérivés de glycine amphotères et de tensioactifs non ioniques, pour la désinfection des surfaces..

### Le + schülke

- rapide et efficace
- bonne matérieo-compatibilité
- bactéricide, fongicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Conditionnement	Référence
Flacon de 2 l	181 622
Unité d'envoi	Carton de 5 flacons
Bidon de 5 l	181 625

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.





## perform<sup>®</sup> classic concentrate OXY



Concentré sous forme de poudre, à base d'oxygène actif, pour la désinfection des surfaces.

### Le + schülke

- sporicide et excellente matérieo-compatibilité
- conditionnement pratique en sachets de 40 g
- sans colorants
- bactéricide, fongicide, sporicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Unité de commande  
Carton de 60 sachets de 40 g

### Référence

122 320

## perform<sup>®</sup> classic concentrate GA



Concentré liquide, à base d'aldéhydes, pour la désinfection des surfaces et des installations.

### Le + schülke

- non moussant et efficace
- excellente matérieo-compatibilité
- absence de résidus après rinçage
- s'emploie pour la désinfection des installations et des circuits (CIP)
- bactéricide, fongicide, virucide (BVDV/Vaccinia)
- efficacité contrôlée selon les EuroNormes

### Conditionnement

Bidon de 10 l  
Fût de 200 l

### Référence

148 420

148 421

## perform<sup>®</sup> classic cleaner S



Concentré liquide, à base de tensioactifs anioniques, pour le nettoyage hygiénique des surfaces.

### Le + schülke

- nettoyage hygiénique et pH acide
- tolérance cutanée contrôlée dermatologiquement
- excellent pouvoir détergent

### Conditionnement

Bidon de 10 l

### Référence

115 704

Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Pour la désinfection des isolateurs, nous vous proposons notre ligne de produits « perform select », produits spéciaux à base d'oxygène actif.



## perform<sup>®</sup> select soproper

Solution prête à l'emploi, à base d'acide peracétique, pour la désinfection des isolateurs par vaporisation.

### Le + schülke

- bactéricide, fongicide, sporicide et virucide
- sans dépôt ni résidu toxique,
- complètement biodégradable
- efficacité contrôlée selon les normes AFNOR et EN

### Conditionnement

Flacon de 1 kg  
Bidon de 5 kg

### Référence

197 410  
197 412

## perform<sup>®</sup> select bactipal 3.5 HP

Solution prête à l'emploi, à base d'acide peracétique, pour la désinfection des isolateurs par pulvérisation.

### Le + schülke

- Haute Pureté
- bactéricide, fongicide, sporicide et virucide
- produit limpide, incolore
- efficacité contrôlée selon les normes AFNOR et EN

### Conditionnement

Flacon de 1 kg  
Bidon de 5 kg  
Bidon de 25 kg

### Référence

197 303  
197 302  
197 301

Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



**2004 |**  
Désinfection des salles propres avec Perdes stérile:  
un désinfectant sporicide et stérile



**2006 |**  
Nettoyage et désinfection des surfaces en une seule étape:  
lancement de Terralin protect

# Hygiène du personnel

En complément de l'hygiène de production, l'hygiène du personnel revêt une importance toute particulière tant d'un point de vue réglementaire que pour agir efficacement en prévention des contaminations.

Le nettoyage et la désinfection de la peau et des mains sont ainsi d'une importance capitale.



## desderman® pure

Solution hydro-alcoolique, sans colorants ni parfums – pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, pour les peaux particulièrement sensibles

### Le + schülke

- ne dessèche pas la peau grâce à la présence d'émollients
- sèche très vite, ne colle pas, facilite l'enfilage des gants
- bactéricide | fongicide | virucide
- désinfection hygiénique des mains EN1500, 3ml en 30s

### Conditionnement

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	116 806
Flacon de 500 ml	116 807
Flacon de 1 l	116 808
Bidon de 5 l	116 810



## desderman® pure gel

Gel hydro-alcoolique, sans colorants ni parfums – pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, pour les peaux particulièrement sensibles

### Le + schülke

- ne dessèche pas la peau grâce à la présence d'émollients
- sèche très vite, ne colle pas, facilite l'enfilage des gants
- bactéricide | fongicide | virucide
- désinfection hygiénique des mains EN1500, 3ml en 30s

### Conditionnement

Conditionnement
Flacon de 150 ml
Flacon de 300 ml (avec pompe)
Flacon de 500 ml
Flacon de 1 l



## esentan® washlotion

Lotion lavante sans savon

### Le + schülke

- à base d'allantoïne ne dessèche pas et n'irrite pas la peau
- peau normale et délicate
- parfum frais et agréable

### Conditionnement

Conditionnement	Référence
Flacon de 500 ml	116 625
Flacon de 1 l	116 602
Bidon de 5 l	116 604



## esentan® baume

Crème de soin, protection des mains et de la peau

### Le + schülke

- pénètre vite et hydrate durablement
- testé sous contrôle dermatologique
- sans colorants

### Conditionnement

Conditionnement	Référence
Flacon de 150 ml	109 603

Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



**2006** | set anti-MRSA:  
la solution pour la décolonisation du MRSA et pour la protection contre les infections liées

**schülke** +

**2007** | Nouveau logo: Schülke, votre partenaire pour l'hygiène et la désinfection au XXIème siècle



## schülke dans le monde:

### Allemagne

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt  
Téléphone +49-40-521 00-0  
Téléfax +49-40-521 00-318

### Autriche

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
1070 Vienne  
Téléphone +43-1-523 25 01-0  
Téléfax +43-1-523 25 01-60

### Belgique

S.A. Schülke & Mayr  
Belgium N.V.  
1830 Machelen  
Téléphone +32-02-479 73 35  
Téléfax +32-02-479 99 66

### Chine

Schülke & Mayr GmbH  
Shanghai Representative Office  
Shanghai 200041  
Téléphone +86-21-62 17 29 95  
Téléfax +86-21-62 17 29 97

### France

S & M France  
75341 Paris Cedex 07  
Téléphone +33-1-44-11-00-81  
Téléfax +33-1-44-11-02-41

### Grande-Bretagne

Schülke & Mayr UK Ltd.  
Sheffield S9 1AT  
Téléphone +44-1142-54 35 00  
Téléfax +44-1142-54 35 01

### Italie

Schülke & Mayr Italia S.r.l  
20148 Milan  
Téléphone +39-02-40 21 820  
Téléfax +39-02-40 21 829

### Malaisie

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd  
46000 Petaling Jaya  
Selangor  
Téléphone +60-3-77 83 56 98  
Téléfax +60-3-77 84 79 31

### Pays-Bas

Schülke & Mayr Benelux B.V.  
2003 LM-Haarlem  
Téléphone +31-23-535 26 34  
Téléfax +31-23-536 79 70

### Pologne

Schülke Polska Sp.z.o.o.  
01-793 Varsovie  
Téléphone +48-22-659 81 71  
Téléfax +48-22-568 22 02

### Singapour

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.  
Singapour 917608  
Téléphone +65-91 77 59 69  
Téléfax +65-62 57 93 88

### Suisse

Schülke & Mayr AG  
8003 Zurich  
Téléphone +41-44-466 55 44  
Téléfax +41-44-466 55 33

Nous contacter pour la liste complète des distributeurs.

### S & M France

10 rue Cognacq-Jay | 75341 Paris cedex 07 | France  
Tél. +33 1 44 11 00 81 | Fax +33 1 44 11 02 41  
smfrance.info@airliquide.com | www.schuelke.com

Une entreprise du  
groupe Air Liquide

