

# schülke -+

## Ein starkes Herz für den ZSVA-Kreislauf

Effizienz und Wirtschaftlichkeit  
mit der schülke Umpumpstation



the plus of pure  
performance

# Die schülke Umpumpstation

Platzsparend – Effizient – Wirtschaftlich



**Um die Effizienz in der Zentralsterilisation optimal zu nutzen, wird immer häufiger die Versorgung der Reinigungs- und Desinfektionsautomaten von der benötigten Reinigungschemie örtlich getrennt.**

Die Vorteile liegen auf der Hand: die Prozesschemikalien werden in großen Gebinden geliefert, die seltener gewechselt werden müssen und die Versorgung der Maschinen stört nicht die Arbeitsabläufe in der ZSVA. Auch eine mögliche Gefährdung des Personals durch die Handhabung der Chemikalien wird auf diese Weise minimiert.

Viele Dosieranlagen haben einen erheblichen Platzbedarf und bieten komplizierte Funktionen, die in der täglichen Arbeit nicht benötigt werden. schülke hat eine perfekte Lösung für die ZSVA entwickelt.

Die schülke Umpumpstation bietet robuste Technik „Made in Germany“ auf kleinstem Raum. In platzsparenden, hochwertigen Edelstahlgehäusen sind moderne Baugruppen zu finden, die mit einem Minimum an Wartung und ohne umständliche Programmierung arbeiten.

schülke bietet daher neben den Chemikalien auch eine perfekt angepasste Pumpstation an, welche die installierten Reinigungs- und Desinfektionsautomaten mit den Prozesschemikalien versorgt. Die Pumpanlage fördert bis zu 6 unterschiedliche Produkte und versorgt die Reinigungsmaschinen in der ZSVA.

Durch intelligente, bedienungsfreie Kontrollmechanismen wird eine ständige Versorgung der Maschinen gewährleistet – ohne jeglichen Programmieraufwand für den Anwender.

Die Fördermengen, Niveauregelungen und Funktionssignale werden von unseren Technikern eingestellt, der Anwender kann die Anlage sofort und ohne umständliche Einarbeitung verwenden.



# Ihre Vorteile:

Die schülke Umpumpstation ist in zwei Basisversionen (Typ 400 und Typ 600) erhältlich und bietet Ihnen folgende Vorteile:



- Die übersichtliche Anzeigetafel des Schaltschranks zeigt den Status der Anlage und der einzelnen Pumpen.
- Frei von komplizierten Steuerungs- und Bedienelementen
- Flexibel, für eventuelle Vergrößerung der ZSVA ausbaufähig
- Typ 400 (4 Pumpen) – Art.-Nr. 692 070 | Typ 600 (6 Pumpen) – Art.-Nr. 692 080



- Die Pumpeneinheit enthält leistungsstarke Pumpen, die aufgrund ihrer Effizienz einen sehr geringen Platzbedarf haben.
- Zuverlässige Technik, mit minimalem Wartungsaufwand zu betreiben
- Platzsparend durch hocheffiziente Förderpumpen



Die chemikalienresistenten Saugglanzen sind mit elektronischen Niveaureglern ausgestattet, ein notwendiger Gebindewechsel wird rechtzeitig angezeigt.



Die Vorlagebehälter sind mit einer vollautomatischen Niveauregelung versehen, die eine kontinuierliche Versorgung der Spülgeräte garantiert.

## Service aus reiner Hand:

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen und Unterlagen:

### Kundenbetreuung | Verkauf | Service

Telefon 040/52100-214  
Telefax 040/52100-228

Telefon 040/52100-269  
Telefax 040/52100-228

Post: 22840 Norderstedt

- 1 | **Dirk Bartels**  
E-Mail: [dirk.bartels@schuelke.com](mailto:dirk.bartels@schuelke.com)  
Mobil: 0171/2464119
- 2 | **Dirk Winter**  
E-Mail: [dirk.winter@schuelke.com](mailto:dirk.winter@schuelke.com)  
Mobil: 0171/6379667
- 3 | **Tobias Kring**  
E-Mail: [tobias.kring@schuelke.com](mailto:tobias.kring@schuelke.com)  
Mobil: 0172/9982449
- 4 | **Markus Radon**  
E-Mail: [markus.radon@schuelke.com](mailto:markus.radon@schuelke.com)  
Mobil: 0172/9264850
- 5 | **Heiner Franke**  
E-Mail: [heiner.franke@schuelke.com](mailto:heiner.franke@schuelke.com)  
Mobil: 0171/2494003
- 6 | **Felix Grohs-Vekeman**  
E-Mail: [felix.grohs-vekeman@schuelke.com](mailto:felix.grohs-vekeman@schuelke.com)  
Mobil: 0171/6305470
- 7 | **Detlef Göddel**  
E-Mail: [detlef.goeddel@schuelke.com](mailto:detlef.goeddel@schuelke.com)  
Mobil: 0172/4058022
- 8 | **Maik Böttcher**  
E-Mail: [maik.boettcher@schuelke.com](mailto:maik.boettcher@schuelke.com)  
Mobil: 0171/2466104
- 9 | **Wenzel Holecek**  
E-Mail: [wenzel.holecek@schuelke.com](mailto:wenzel.holecek@schuelke.com)  
Mobil: 0171/2495594
- 10 | **Rene Schmidt**  
E-Mail: [rene.schmidt@schuelke.com](mailto:rene.schmidt@schuelke.com)  
Mobil: 0172/4058020
- 11 | **Stefan Kletzenbauer**  
E-Mail: [stefan.kletzenbauer@schuelke.com](mailto:stefan.kletzenbauer@schuelke.com)  
Mobil: 0171/6375820



**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt | Deutschland  
Telefon | Telefax +49 40 52100-0 | -318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Ein Unternehmen der  
Air Liquide-Gruppe

