

schülke -+

Service, der Plus macht.

Das neue ZSVA-Service-Team.



the plus of pure
performance

Das Plus zu Ihrem Nutzen.

Das neue ZSVA-Service-Team.

Die hygienische Pflege und Aufbereitung von Instrumenten in der ZSVA verlangt nach effizienten und hochwirksamen Prozessen, die auf die stets wachsenden Herausforderungen des Klinik- und Stationsalltages abgestimmt sind.

Nationale und internationale Normen spiegeln dabei den Stand der Technik und Wissenschaft wieder. Gesetze und Verordnungen geben einen engen Rahmen für einen sicheren Instrumentenkreislauf und den Schutz von Personal, Anwendern und Patienten vor.

Das neue, leistungsstarke, qualifizierte und kompetente ZSVA-Service-Team steht Ihnen dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, der Forschung und unseren chemischen und mikrobiologischen Laboratorien zur Seite.

Mit einem umfangreichen Serviceangebot bietet Ihnen das Team Lösungen zu allen Aufgaben und Fragestellungen aus der Theorie und Praxis.



Maik Böttcher

- Meister Elektrotechnik
- FK I und II
- Medizinprodukte-Berater



Stefan Kletzenbauer

- Meister Elektrotechnik
- FK I und II
- Medizinprodukte-Berater



Andreas Thielke

- Staatl. geprüfter Techniker
Fachrichtung Medizintechnik
- FK I und II
- Medizinprodukte-Berater



Dirk Winter

- Meister Elektrotechnik
- FK I und II
- Medizinprodukte-Berater



Markus Radon

- Meister Elektrotechnik
- FK I und II
- Medizinprodukte-Berater



Dirk Bartels

- Staatl. geprüfter Techniker
Fachrichtung Elektrotechnik
- FK I (z. Zt. Vorb. Fachkunde II)
- Medizinprodukte-Berater

Unser starker Partner.

Für die Umsetzung aller Aufgabenstellungen rund um das Thema Hygiene und Aufbereitung haben wir seit vielen Jahren einen neutralen, starken Partner: die OPAL GmbH.



Als Spezialisten im Gesundheitswesen stehen wir Ihnen gemeinsam in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Validierung von Aufbereitungsprozessen
 - Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
 - Sterilisatoren
- Fortbildungsakademie
 - Fachkunde / DGSV Stufe 1+2
 - Sachkunde / DGSV
 - Hygienebeauftragter
- Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement

Unsere Leistungen für Ihre ZSVA.

| Das Service-Plus | für Ihren Nutzen: |
|---|---|
| <p>Aufbereitungsergebnis- und Prozessqualität: Analysen, Bewertungen und Angebote zu Verfahren und Gesamtkonzepten</p> | Kürzere Aufbereitungszeiten, geringere Verbräuche, niedrigere Kosten, höhere Ergebnisqualität, schnellere Wege, Werterhalt |
| <p>Prozesskontrolle: Messung und Dokumentation der Programmparameter</p> | Soll-Ist-Abgleich, Verifizierung der Werte, A ₀ -Konzept |
| <p>Oberflächenanalytik: Untersuchung von Oberflächenveränderungen u. a. durch Röntgenfluoreszenz</p> | Umsetzung von Gegenmaßnahmen und Gewährleistung der Funktionalität |
| <p>Wasser- und Flottenzusammensetzung: Analyse ausgewählter Parameter, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pH-Wert • Leitfähigkeit • Silikat • Chlorid • Härte, Carbonat- und Resthärte • Konzentrationsbestimmungen | <p>Einhaltung der Grenzwerte, Sicherstellung der Sollwerte, Werterhalt, Vermeidung von Oberflächenveränderungen</p> <p>Erfüllung der allgemeingültigen Empfehlungen, z. B. RKI</p> <p>Prüfung auf eventuelle Restmengen und Verschleppung</p> <p>Vermeidung hartnäckiger Verfärbungen</p> <p>Schutz vor Lochfraß</p> <p>Sicherstellung einer ausreichenden Wasserqualität</p> <p>Prüfung und Optimierung der Reinigungsleistung</p> |
| <p>Validierungen: Planung, Vorbereitung und Durchführung mit unserem Partner OPAL</p> | Alles aus einer Hand: Ein verantwortungsbewusster und kompetenter Ansprechpartner für alle Belange rund um die ZSVA |
| <p>Umpumpanlagen und Dosiersysteme: Konzeption, Planung und Installation in bestehenden Einrichtungen, für Um- und Neubauten, Prüfung und Instandhaltung</p> | Vereinfachung der Dosierung, Erfüllung höchster Anforderungen an exakte Dosierung z. B. für Einzelmaschinen, Taktbandanlagen und Containerwascheinheiten |
| <p>Dosieranlagen: Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Reparatur</p> | Dauerhaft korrekte und sichere Dosierung |
| <p>Produktberatung: Beratung zur Auswahl der Prozesschemikalien und zur Erstellung individueller Programmabläufe</p> | Berücksichtigung der besonderen Bedingungen vor Ort, aufeinander abgestimmte Produkte |
| <p>Gesetzliche Vorgaben: Vorschläge zur Anpassung der Prozesse</p> | Rechtssicherheit durch Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften z. B. MPG, MPBetreibV, RKI, DIN EN |



schulke weltweit:

China

Schülke & Mayr GmbH
Shanghai Representative Office
Shanghai 200041
Telefon +86-21-62 17 29 95
Telefax +86-21-62 17 29 97

Deutschland

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Telefon +49-40-521 00 0
Telefax +49-40-521 00 318

Frankreich

Schülke France SARL
94250 Gentilly
Telefon +33-1-49 69 83 78
Telefax +33-1-49 69 83 85

Großbritannien

Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Telefon +44-114-254 35 00
Telefax +44-114-254 35 01

Italien

Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20148 Mailand
Telefon +39-02-40 21 820
Telefax +39-02-40 21 829

Malaysia

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya, Selangor
Telefon +60-3-77 83 56 98
Telefax +60-3-77 84 79 31

Niederlande

Schülke & Mayr Benelux B.V.
2003 LM-Haarlem
Telefon +31-23-535 26 34
Telefax +31-23-536 79 70

Österreich

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
1070 Wien
Telefon +43-1-523 25 01 0
Telefax +43-1-523 25 01 60

Polen

Schulke Polska Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Telefon +48-22-568 22 02-03
Telefax +48-22-568 22 04

Schweiz

Schülke & Mayr AG
8003 Zürich
Telefon +41-44-466 55 44
Telefax +41-44-466 55 33

Singapur

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapur 768767
Telefon +65-62-57 23 88
Telefax +65-62-57 93 88

... sowie unsere internationalen Distributeure

Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 521 00-0 | -318
www.schuelke.com

Ein Unternehmen der
Air Liquide-Gruppe

