



Sterile, reinraumgerechte dry wipes

perform[®] sterile dry wipes

Unser Plus

- partikelarm
- geeignet für Reinraumklasse A/B
- steril (X-Ray bestrahlt)
- flexibler Einsatz für die Produkte der perform[®]-Linie
- doppelt umverpackt in 10er-Einheiten im wiederverschließbaren Softpack

Anwendungsgebiete

Für Desinfektions- und Reinigungsarbeiten, in denen die Verwendung von besonders partikelarmen Tüchern erforderlich ist. Besonders für die Bereiche der Reinraumklasse A/B ISO Klasse 4 geeignet.

Anwendungshinweise

Desinfektions-/Reinigungsmittel auf das Tuch aufbringen und Gegenstände und Flächen wischen. Auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen.

Die Verträglichkeit der perform[®] sterile dry wipes wurde mit allen sterilen Desinfektionsmitteln der perform[®]-Linie getestet. Hierbei wurde insbesondere die chemische Stabilität der Desinfektionsmittelwirkstoffe in Gegenwart des Tuchmaterials bewertet.

Folgende Produkte der perform[®]-Linie sind kompatibel:

- perform[®] sterile alcohol EP
- perform[®] sterile alcohol IPA
- perform[®] sterile PAA
- perform[®] sterile concentrate PAA
- perform[®] sterile concentrate OXY
- perform[®] sterile concentrate QB
- perform[®] sterile concentrate Q2

Für detaillierte Angaben zur Testmethode und den Testparametern (z.B. Kontaktzeiten) wenden Sie sich an uns.



perform[®] sterile dry wipes

Produktdaten

- Material: Polyester, Verbundmonofilament
- Tuchgröße: ca. 30 x 30 cm
- Tuchdicke: 0,62 - 0,65 mm
- Tuchränder: Laser versiegelt
- Flächenmasse: 130 g/m²
- Flüssigkeitsaufnahme: 635 %
- Sterilität: durch X-Ray-Bestrahlung

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform sterile dry wipes 10 ST BT	10/Karton	100082

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller Produkte unserer perform[®] Produktlinie finden Sie im Internet unter www.schuelke.com Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Tel.: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com