


schülke -†



Nous proposons un bac adapté à chaque besoin. Dans toutes les tailles, avec couvercle transparent, avec récipient pour instruments et robinet de vidange.

bath-system 5 l

Notre plus

- Bonne résistance des matériaux à tous les produits de désinfection et de nettoyage des instruments
- Les bacs à instruments schülke sont résistants à la chaleur jusqu'à + 55°C



bath-system 5 l

Données relatives au produit

Dimensions intérieures:

L 500mm x L 170mm x H 120mm

Dimensions extérieures:

L 555mm x L 205mm x H 135mm

Remarques particulières

Le traitement ne peut pas être fait à plus que +55°C.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
bac de 5 lt	1/Carton	144401
couvercle de bac 5 lt	1/Carton	144404
poids de bac 5 lt	1/Carton	144405
set - bac de 5 lt - couv. blanc SE	1/Carton	144407
bac 5 lt complet incl. couvercle tr.	1/Carton	144408

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez les informations sur le produit sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com