

Mit allen Wassern gewaschen.

Filt'RAY^{2G} Wasserfilter

1 + 2 Monate

für den akuten kurzfristigen und mittelfristigen Einsatz

- vorübergehender Einsatz
- in der Patientenhigiene
- oder beim Abspülen medizinischer Geräte

3 + 4 Monate










zum sicheren langfristigen Einsatz

Durch lange Standzeit werden Ressourcen gespart:

- Zeitersparnis beim Personal
- ökologisch: weniger Müll, bessere CO₂ Bilanz
- weniger Kosten für Lager und Logistik

Alle Filter sind gegen Bakterien und Legionellen wirksam.

Neu

Produktbezeichnung		Einsatzdauer Art.-Nr.			
Wasserfilter FILT'RAY ^{2G}		1 Monat	2 Monate	3 Monate	4 Monate
	 Monoauslauf für den Wasserhahn	60000153	60000154	60000161	60000162
	 Handbrause für den Wasserhahn	60000145	60000146	60000149	60000150
	 Duschauslauf für den Wasserhahn	60000151	60000152	60000157	60000158
	 für fest montierte Wandduschen	60000167	60000168	60000169	60000170
	 Monoauslauf Inline-Filter	60000163	60000164	60000165	60000166

Filter der Baureihe FILT'RAY^{2G} sind Medizinprodukte mit CE-Kennzeichnung Klasse I.
FILT'RAY^{2G} ist eine eingetragene Marke von aqua-tools.



 youtube.com/schuelkeChannel

 facebook.com/myschulke

 instagram.com/schuelke_com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 52100-0 | -318
www.schuelke.com

Ein Unternehmen der  Air Liquide
HEALTHCARE

901145 | I | 03.19 | A | westwerk
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

IPD19017