



Lingettes stériles et prêtes à l'emploi, pré-imprégnées d'une solution désinfectante IPA à 70 % (v/v) pour la désinfection des surfaces en salles blanches.

perform® sterile wipes IPA

Notre plus

- Stérile (irradié aux rayons X) et doublement emballé
- Garantit l'efficacité de la désinfection par le couple matériau/solution désinfectante
- Participe à l'harmonisation des procédures internes et à la maîtrise de la consommation des solutions désinfectantes
- Sachet de 20 lingettes stériles prêtes à l'emploi, livrées en double emballage
- Spécialement adaptées pour les salles blanches de classe A/B, ISO classe 5/6
- Sans colorant ni parfum

Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe A ou B
- Travail sous isolateur

Désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel, conformément aux recommandations suivantes :

- Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments ; Annexe LD.1 : Fabrication des médicaments stériles ; ANSM - Décembre 2016
- Guidance for Industry . Sterile Drug Products produced by Aseptic Processing . Current good manufacturing practice; Food and Drug Administration - Septembre 2004

Conseils d'utilisation

Appliquer les lingettes stériles perform® IPA sur les objets et surfaces et laisser agir ; s'assurer du mouillage complet des surfaces à traiter.

Le produit sèche rapidement. Ne pas utiliser pour traiter des surfaces qui sont particulièrement sensibles à l'alcool, tels que le verre acrylique (Plexiglas). L'efficacité de l'essuyage dépend des propriétés de la surface à désinfecter et des conditions ambiantes.

Efficacité microbologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Levure <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	30 sec



perform[®] sterile wipes IPA

Données relatives au produit

Enregistrement

Produit biocide enregistré auprès des autorités pour les applications TP2 et TP4.

Composition de la solution désinfectante:

Pour 100 g : 63,1 g de propan-2-ol (équivalent à 70 % (v/v))

Composition des lingettes :

55% cellulose / 45% polyester.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,88 g/cm ³ / 20 °C / de la solution active
pH	Non applicable
Point d'éclair	22 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1 / de la solution active
Routine FORM	Solution hydroalcoolique sur textile non-tissé
Viscosité dynamique	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Matière première

Remarques particulières

Utiliser les désinfectants avec précaution.

Lire attentivement l'étiquette, la documentation technique ainsi que la fiche de sécurité relative au produit.

L' alcool utilisé dans les lingettes stériles perform[®] IPA est de l'alcool de qualité pharmaceutique conforme à la Pharmacopée Européenne.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile wipes IPA	20/Carton	121103

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

Schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-160-10023



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
50 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
France
Tél +33 1 42 91 42 42
Fax +33 1 42 91 42 88
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com