



## Steriles Sprühsystem der sterilen Produkte.

### **Steriles System:**

Das spezielle Bag-in-Bottle System verhindert den Keimeintrag von außen in den Innenbeutel und in das Produkt.

Das Produkt bleibt auch nach Anbruch steril.

### **Hervorragende Restentleerbarkeit:**

Bietet optimale Produktnutzung, da sich der Innenbeutel zusammenzieht.

### **Einstellbare Sprühdüse:**

Wahlweise als gebündelter oder gefächerter Sprühstrahl.

### **Ergonomisch geformte Sprühpumpe:**

Rutscht nicht aus der behandschuhten Hand.

### **Handliche und platzsparende 500 ml Größe:**

Auch für den Überkopfeinsatz praktisch.

### **Gute Standfestigkeit:**

Auch der sich leerenden Flasche.

