



Solution stérile prête à l'emploi, à base de tensioactifs non ioniques pour le nettoyage des surfaces dans les salles blanches.

perform[®] sterile cleaner ND

Notre plus

- Prêt à l'emploi
- Stérile (irradié par X-Ray) et avec filtre anti-germes (0,2 µm)
- Dans vaporisateur stérile et pratique de 500 ml
- Incolore et sans parfum
- Excellente performance de nettoyage

Domaines d'utilisation

Nettoyage des surfaces et des équipements/dispositifs dans les salles blanches. En particulier pour les zones des classes de pureté A et B, correspondant à:

- Annexe 1 du Guide européen des bonnes pratiques de fabrication: fabrication de médicaments stériles, Mars 2009
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S.Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Conseils d'utilisation

Appliquer perform[®] sterile cleaner ND non dilué sur les objets et les surfaces et essuyer si nécessaire.



perform[®] sterile cleaner ND

Données relatives au produit

Marquage conforme au Règlement CE N°. 648/2004: < 5 %
tensioactifs non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	5,8 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	non déterminé

Remarques particulières

Le vaporisateur stérile de 500 ml offre les avantages suivants:

- Particulièrement pratique et économe en place
- Pompe de vaporisation ergonomique, ne glisse pas de la main gantée
- Reste stérile même une fois entamé.

Les bouteilles sont stériles (avec indicateur d'irradiation) et sont sous double emballage individuel.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile cleaner ND 500 ml FL	10/Carton	182002

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] sterile cleaner ND sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com