



Solution stérile et prête à l'emploi, à base de tensio-actifs non ioniques, pour le nettoyage des surfaces en salles propres

perform® sterile cleaner ND

Notre plus

- Stérile (irradié aux rayons X) et doublement emballé
- Spray maniable et peu encombrant
- Sans colorant ni parfum

Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe A ou B
- Travail sous isolateur

Selon la nature du produit utilisé en combinaison, nettoyage et/ou désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel.

Nettoyage des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel, conformément aux recommandations suivantes :

- Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments ; Annexe LD.1 : Fabrication des médicaments stériles ; ANSM - Décembre 2016
- Guidance for Industry . Sterile Drug Products produced by Aseptic Processing . Current good manufacturing practice; Food and Drug Administration - Septembre 2004

Conseils d'utilisation

Appliquer perform® sterile cleaner ND sans dilution sur les surfaces à nettoyer, laissez agir et essuyer si nécessaire.



perform[®] sterile cleaner ND

Données relatives au produit

Composition

Etiquetage conforme à la réglementation EU No. 648/2004: < 5 % de tensio-actifs non ioniques.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	5,8 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	non déterminé

Remarques particulières

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et la documentation technique relative au produit.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile cleaner ND 500ml	10/Carton	182002

Informations environnementales

schulke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : schuelkefrance.info@schuelke.com
Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com